

Nelson

Tremor reducerend eetapparaat

V14-01



Het eetapparaat Nelson maakt het mogelijk om zelfstandig voedsel van een bord te scheppen en naar de mond toe te brengen, ondanks ernstige coördinatiestoornissen of tremoren. De gebruiker bedient een handvat waaraan een lepel bevestigd is. De tremor dempende unit onderaan dit handvat zorgt er middels een unieke constructie voor dat de schokkende, ongecoördineerde bewegingen van de gebruiker afgevlakt worden. Het resultaat is een meer vloeiende en kwalitatief betere beweging.

Waarvoor

Voedsel kan door personen met tremoren met de Nelson zelfstandig opgeschept en naar de mond gebracht worden. De Nelson kan zowel door links- als rechtshandige personen gebruikt worden.

Voor wie

Het hulpmiddel is vooral van belang voor personen die ernstig beperkt worden in het zelfstandig eten vanwege onvoldoende gecoördineerde bewegingen of ernstige tremoren. Dergelijke aandoeningen doen zich bijvoorbeeld voor bij cerebrale parese ('spasticiteit'), of zijn een gevolg van aandoeningen als MS of Parkinson.

Gebruik

De Nelson is eenvoudig te gebruiken. Het eten gebeurt door de hand op het handvat te plaatsen, en met de lepel voedsel te scheppen vanaf het bord. Het bord is voorzien van een opstaande rand waar het voedsel tegenaan geschept wordt. Het bord wordt vastgeklemd maar is ook draaibaar. Het draaien wordt gemakkelijk gemaakt middels de speciale, uitstekende rand van het bord. Op die manier kan alle voedsel op het bord onder de lepel gebracht worden. De Nelson wordt door middel van kwalitatief hoogwaardige klemmen aan een tafel bevestigd. De beperkte afmetingen maken de Nelson goed meeneembaar.

Kenmerkende eigenschappen

Tremoren en ongecoördineerde bewegingen zijn heel individueel van aard. De Nelson is als enig tremor reducerend eethulpmiddel op deze veranderingen instelbaar. Het is door het unieke werkingsprincipe van de dempingunit mogelijk de mate van weerstand en de demping-karakteristiek in te stellen. De instelling is gemakkelijk te wijzigen.

Voor meer informatie

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen via: 013-5333103 of info@focalmeditech.nl of kijk op www.focalmeditech.nl

Focal Meditech BV

Droogdokkeneiland 19, 5026 SP Tilburg
T 013 533 31 03 | F 013 533 50 04
info@focalmeditech.nl | www.focalmeditech.nl



luisteren
maken
verbeteren