

Reinigingsadviezen voor Paro de Robotzeehond

Om Paro schoon, fris en hygiënisch te houden kan Paro schoongemaakt worden op locatie. Wij raden aan Paro na elke sessie bijvoorbeeld na een ochtend, middag of dag te reinigen. Door Paro zijn vuil- en waterafstotende vacht zal eventueel vuil makkelijk te verwijderen zijn. Hier onder zijn twee reinigingsmethodes weergegeven hoe Paro schoon te maken. Deze methodes zijn gebaseerd op ervaringen en onderzoeksresultaten.

Het reinigen van Paro is op eigen risico, maak vooral Paro niet te nat maar enkel vochtig/klam. En let op met vocht rondom het oplaadpunt in de mond. Mocht Paro dermate vies zijn dat dit niet zelf te reinigen is kan Paro opgestuurd worden en door ons intensief gereinigd worden. Neem gerust contact op bij vragen!

Methode 1: Reinigen & Desinfecteren

Stap 1:

Benodigdheden:

- Vaatdoek/schoonmaakdoek
- Warm water
- Desinfecterende (hand)zeep
- Kam

1. Maak de vaatdoek nat met warm water en knijp deze goed uit.
2. Plaats een kleine hoeveelheid zeep op de vochtige doek. Vervolgens Paro schoon wrijven met de doek. Let op! De doek mag niet schuimen. Mocht er toch schuim op Paro komen, neem een vochtige doek zonder zeep om het schuim er langzaam en zorgzaam te verwijderen.
3. Laat Paro lucht drogen
4. Kam Paro met de haren mee.

Stap 2:

Benodigdheden:

- Ontsmettende / alcohol doekjes of spray
- Kam

1. Pak een ontsmettend doekje en neem daar Paro mee af of spray Paro in, dit mag tegen de haren in om zo alle plekken te bereiken. Gebruik zoveel doekjes als nodig.
2. Laat Paro lucht drogen.

Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden met Lisa de Leeuw: l.de.leeuw@focalmeditech.nl

013 5333103

3. Kam Paro met een kam met grote tanden met de vacht mee.

Methode 2: Opfrisbeurt (met name bedoelt voor snel reinigen en geurverbetering)

Benodigheden:

- Droogshampoo
 - Kam of zachte borstel
1. Kam Paro door zodat de vacht geen klitten bevat.
 2. Spuit droogshampoo op Paro en laat dit even intrekken
 3. Kam Paro vervolgens goed door.